

# ДЕРЖАТЕЛЬ БАТАРЕЙ ВН-1

Bio-Logic рада объявить о создании нового образца держателя для тестирования батарей. Этот новый аксессуар является результатом совместной работы с нашими многочисленными клиентами-исследователями.

Держатель батареи ВН-1 - это модульный аксессуар для тестирования батарей. Он совместим с широким спектром типов батарей (батарей монетного типа, 18650 и 26650). ВН-1 может вмещать до 4 батарей парами по 2. Идеальный контакт разъемов ВН-1 с полюсами батареи обеспечивается подпружиненными точками подключения. Каждая из батарей закреплена на месте, изолируя сепараторы, специально предназначенные для каждого типа батареи. Чтобы протестировать батареи, подключенные последовательно, контакты в держателях могут быть соединены последовательно.

Держатель ВН-1 может быть подключен к стандартному или EIS-каналу любого прибора Bio-Logic (VMP3, VSP, VMP, MPG, ...) с помощью 2-миллиметровых банановых штекеров. На задней панели держателя также имеются 4-миллиметровые банановые разъемы для подключения к высокотокковому усилителю (4 ампера или менее).

Измерения потенциала и тока производятся отдельно, так как ВН-1 позволяет использовать 4-точечное измерительное соединение. Потенциальные измерительные провода подключаются к держателю отдельно от токоведущих проводов. Эта схема подключения минимизирует влияние контактных сопротивлений.



## СПЕЦИФИКАЦИИ:

- 4-точечное измерение
- 4 А максимальный ток
- Адаптированы к широкому спектру типов батарей (батарей монетного типа, 18650 или 26650 батареи)
- Возможность соединения нескольких держателей вместе



Corporate Office  
Bio-Logic, SAS  
1, rue de l'Europe  
38640 CLAIX - France  
Tel.: +33 476 98 68 31  
Fax: +33 476 98 69 09  
www.bio-logic.info



www.bio-logic.info  
www.ilpa-tech.ru

Официальный представитель  
в РБ и РФ  
ЧП "ИлПа Тех"  
Республика Беларусь, 220089  
г. Минск,  
ул. Уманская, 54, 4 этаж,  
пом.26  
Тел./факс: +37517-328-18-02  
E-mail: info@ilpa-tech.ru;  
www.ilpa-tech.ru